

HARTMANN



# Bacillo<sup>®</sup> 30 Sensitive

Désinfection puissante et douce des surfaces



## Nouveaux points:



### Efficacité optimale

- Efficace contre les coronavirus
- Activité virucide limitée
- Efficace contre les norovirus en 2 minutes
- Tuberculocide et mycobactéricide en 3 minutes



### Compatible avec les matériaux

- Pour écrans, claviers, téléphones portables, tablettes
- Dispositifs médicaux sensibles non invasifs



### Grande portée d'action

- Une étude a montré que les Bacillo<sup>®</sup> 30 Sensitive Tissues désinfectent jusqu'à 30 m<sup>2</sup> plus que des produits comparables\*

\* Étude externe 2020; Flowpack contenant 80 lingettes



### Bien toléré par la peau

- Certifiés par SGS Institut Fresenius
- Bonne tolérance cutanée du fait de l'absence de colorant et de parfum et utilisable sans gants\*

\* Lorsque la prévention des infections et la protection au travail le permettent



### Orientés vers l'avenir


- Utilisation responsable et protectrice avec 60%\* moins de tensioactifs/résidus

\* Par rapport à Bacillo<sup>®</sup> 30

# Bacillol® 30 Sensitive – Désinfection rapide des surfaces sensibles avec une compatibilité exceptionnelle avec les matériaux, une grande efficacité et une tolérance cutanée optimale

## Efficacité

Activité virucide limitée (inkl. HBV, HIV, HCV) (EN 14476/DVV)	1 min
Activité virucide limitée (EN 16777)	1 min
Bactéricide/levurocide (EN 13727/EN 13624/EN 16615/VAH)	1 min
Norovirus (EN 14476)	2 min
Tuberculocide (EN 14348)	3 min
Mycobactéricide(EN 14348)	3 min
Activité virucide limitée PLUS (EN 14476)	30 min
Adénovirus (EN 14476)	30 min
Rotavirus (EN 14476)	1 min



## Substances actives

Éthanol 140 mg/g; propane-2-ol 100 mg/g; propane-1-ol 60 mg/g;  
N-alkylaminopropyleglycine (CAS-Nr. 1397 34-65-9) 2 mg/g

## La gamme Bacillol® 30 Sensitive

	Contenu	Réf.
<b>Bacillol® 30 Sensitive Tissues</b>	80 lingettes	981848
	24 lingettes	981866
<b>Bacillol® 30 Sensitive Tissues XXL</b>	40 lingettes	981865
<b>Support mural Flowpack</b>	Support mural	981205
<b>Bacillol® 30 Sensitive Foam</b>	Flacon de 750 ml	981844
	Bidon de 5 litres	981839

Utiliser les désinfectants de surface avec prudence.  
Avant l'emploi, toujours lire l'étiquette et l'information sur le produit.



**IVF HARTMANN AG**  
Victor-von-Brunns-Str. 28  
CH-8212 Neuhausen  
Tél. +41 (0)52 674 31 11

info@ivf.hartmann.info  
www.ivf.hartmann.info

**HARTMANN**



Helps. Cares. Protects.